

ГРИПП И COVID-19

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире гриппом заболевает до 1 миллиарда человек, из них 3-5 миллионов – в тяжёлой форме. От осложнений гриппа ежегодно умирает от 290 тысяч до 650 тысяч человек. На 30 марта 2026 года зарегистрировано **779 174 317** подтверждённых случаев заболевания COVID-19 по всему миру, а число подтверждённых смертей – **7 112 927**.

Историческая сводка

Первое научное описание гриппа относится к 460 году до н. э. Гиппократ описал это заболевание как «перинфский кашель».

В 1580 году была зафиксирована первая документированная пандемия гриппа, которую тогда называли «инфлюэнцей» (от итальянского influenza – «влияние»). Итальянские медики считали, что заболевание напрямую зависит от влияния звёзд.

Современное название «грипп» предположительно происходит от французского gripper – «схватывать».


SARS-CoV-2 (коронавирус)

Грипп А

Н1N1 (свиной)

Н2N2 (гонконгский)

Грипп В



НАБОРЫ ДЛЯ ПЦР

№ РЗН 2025/26026

1. «Грипп-А/Н1N1pdm09/Н3N2-ИМБИАН-ПЦР»

РНК вируса гриппа А, а также субтипов Н1N1pdm09 и Н3N2

№ РЗН 2025/25427

2. «Грипп-А/Н1pdm09+В-ИМБИАН-ПЦР»

РНК вируса гриппа А (а также субтипа Н1pdm09), РНК вируса гриппа В

№ РЗН 2025/25496

3. «Грипп-А+SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР»

РНК вирусов гриппа А и SARS-CoV-2

№ РЗН 2025/25431

4. «Грипп-А+В+SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР»

РНК вирусов гриппа А, гриппа В и SARS-CoV-2

№ РЗН 2024/23438

5. «Грипп-А/Н1pdm09+В+SARS-CoV-2-ИМБИАН-ПЦР»

РНК вируса гриппа А (а также субтипа Н1N1pdm09), РНК вируса гриппа В и SARS-CoV-2

Биоматериал	Мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, эндотрахеальный аспират из трахеи, БАЛ (бронхоальвеолярный лаваж).
Совместимость с приборами	Rotor-Gene 6000/Q, ДТ-96, ДТпрайм, CFX96, Quant Studio 5

Ключевые преимущества наших наборов:

1. Оптимизация рабочего процесса: реакции ОТ и ПЦР в одной пробирке (для РНК);
2. Гибкость комплектации.

Standard: для приготовления реакционной смеси необходимо смешать содержимое двух пробирок. Вариант подходит для лабораторий, которым важна возможность тонкой настройки протокола и контроля состава реакционной смеси.

LF1 и LF2: содержат полностью готовую реакционную смесь – достаточно добавить ДНК или РНК исследуемой пробы.

3. Длительный срок годности – 14-18 месяцев;
4. Надёжный контроль качества результатов: контроль ингибирования с помощью экзогенного ВКО;
5. Наборы внесены в Реестр российской промышленной продукции.

ИМБИАН – современный отечественный производитель медицинских тест-систем.

ВКонтакте



MAX



Страница ПЦР

